李凡他试剂（Rivalta）

产品简介：

渗出液中可含多量浆膜黏蛋白，在酸性条件下可产生白色雾状沉淀，即 Rivalta 反应，又称浆膜黏蛋白定性试验。

本品，用于定性检测浆膜腔积液中是否含有浆膜黏蛋白。由穿刺取得的标本为防止细胞变形，出现凝块或细菌破坏溶解等，送检及检查必须及时。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

自备材料：量筒或烧杯。

操作步骤（仅供参考）：

取适量试剂于量筒或烧杯中，静止数分钟，将穿刺液靠近量筒液面逐滴轻轻滴下，在黑色背景下，观察白色雾状沉淀的发生及其下降速度等。

实验结果：

阴性---清晰不显雾状。

可疑(±)---渐呈白雾状。

阳性(+)---加后呈白雾状。

(2+)---白薄云状。

(3+)---白浓云状。

注：在滴下穿刺液后，如见浓厚的白色云雾状沉淀很快的下降，而且形成较长的沉淀物，即 Rivalta 反应阳性。如产生白色混浊不明显，下降缓慢，并较快消失者为阴性反应。

注意事项：

1---试剂有腐蚀性，应小心操作，避免伤人。

2---为了您的安全和健康，请穿上实验服并戴一次性手套操作。

3---试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

保存温度：RT,效期 1 年。