Calcofluor White 染液

产品组成：

10655-1	Calcofluor White 染液	100ML
	10%氢氧化钾溶液	100ML

产品简介：

Calcofluor White 染液可快速检测酵母、真菌及寄生虫。它是非特异的荧光色团，可与细胞壁上的壳质和纤维素结合。

实验操作：

1 将样本置于干净的玻璃载玻片上。

2 滴加一滴 Calcofluor White 染液，加一滴 10%氢氧化钾溶液。

3 在样本上添加盖片，静置 1min。

4 在荧光显微镜（紫外光）下观察载玻片，放大 100~400 倍。

注意事项：

1---第一次使用本试剂盒时建议先取 1~2 个样品做预实验。

2---为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等

3---本品仅供科研实验用途。

保存条件：

室温保存，一年内有效。