乳酚蓝染液

产品简介：

乳酚蓝染液可用于真菌染色的检测。它可将真菌染为深蓝色。

操作流程：

1 在载玻片上滴一滴乳酚蓝染液。

2 使用接种针，将真菌培养基小心在染液中涂布均匀。

3 将盖玻片从液体的边缘处缓慢的盖上。在盖片下避免空气气泡的产生，放置 5min。

4 如果需要，用指甲油将盖玻片的四周封闭。

5 显微镜下观察。

染色结果： 真菌染为深蓝色

注意事项：

1---第一次使用本试剂盒时建议先取 1~2 个样品做预实验。

2---为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等

保存条件： 室温避光保存，一年内有效