煌焦油蓝染液

产品简介:

网织红细胞是未完全成熟的红细胞，由于其胞浆中尚残有核糖体等嗜碱性物质，经煌焦油蓝染液染色后，可见有蓝绿色的点状、线状或网状结构，网织红细胞点状结构越多，表示细胞越年轻，反之则越成熟。

操作流程:

1 样品处理

A--- 对于石蜡切片:

a--- 用二甲苯脱蜡，2×5~10min;

b--- 100%乙醇水化 5min，95%乙醇 2min，70%乙醇 2min;

c--- PBS 漂洗 2min。

B--- 对于冰冻切片: PBS 漂洗 2min。

C--- 对于培养细胞:

a--- 用 4%多聚甲醛固定 10 min 以上;

b--- PBS 漂洗 2×2 min;

2 煌焦油蓝染液染色

对于上述处理好的样品，煌焦油蓝染液染 5-30min。

3 脱水、透明并封片。

无水乙醇直接分化与脱水，3~5min;二甲苯透明 3~5min，中性树胶封固。

注意事项:

1 需自备 4%多聚甲醛、梯度乙醇、二甲苯，中性树胶或其它封片剂。

2 第一次使用本试剂盒时建议先取 1~2 个样品做预实验

3 为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

保存条件: 室温避光保存，一年内有效