改良石炭酸品红染液

产品简介：

本品又称卡宝品红染色液（Carbol fuchsin）、改良苯酚品红染色液，也常简称为卡宝染色液。。该染色液与醋酸洋红有相似之处，醋酸洋红是一种比较常用的碱性染料，常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。常用于观察细胞分裂时染色体形态的染色剂。

改良石炭酸品红染色液常用于植物组织的压片法和涂片法，染液稳定。改良苯酚品红染色液采用改良配方，使染色效果更佳。主要用于染色体染色如体细胞染色体和减数分裂染色，是很好的细胞核、线粒体染色剂。

实验操作：

1 将载片置于改良石炭酸品红染液中染色 3min；

2 自来水洗涤

注意事项：

1- 染完色后，应立即显微镜下观察。

2- 第一次使用本试剂盒时建议先取 1~2 个样品做预实验。

3-为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

保存条件：

室温避光保存，一年内有效。