苏丹红 IV 染液

产品简介：

苏丹红染料在脂类物质中的溶解度大于其在溶剂中的溶解度，如果染料与含有脂类的试样接触，便有大量染料进入脂类物质的结构内，使这些结构呈红色。多用苏丹红染料、油红 O、尼罗蓝等溶于脂类的染料染色，使脂质呈色。

苏丹IV能使木栓化、角质化的细胞壁及脂肪、挥发油、树脂等染成红色或淡红色，是脂肪染色剂。

操作流程：

1--- 4%中性福尔马林固定 24h；

2--- 水冲洗 10min；

3--- 擦干组织水分；

4--- 放入苏丹IV染液 5~15min；

5--- 用 70%酒精分化，脂肪组织呈桔黄色至淡红色，其他组织不着色为佳；

6--- 水洗、浸泡，除去多余的颜色；

7--- 封片，镜检

染色结果 染为桔黄色至淡红色

注意事项：

1---第一次使用本试剂盒时建议先取 1~2 个样品做预实验。

2---为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

保存条件： 室温避光保存，一年内有效。