苏丹红 III 染液（1%）

产品简介：

苏丹红染料在脂类物质中的溶解度大于其在溶剂中的溶解度，如果染料与含有脂类的试样接触，便有大量染料进入脂类物质的结构内，使这些结构呈红色。

操作流程：

1--- 用 Hanks 液漂洗盖玻片 3 次；

2--- 用固定液固定，建议使用甲醛钙固定液固定 20min；

3--- 用蒸馏水漂洗盖玻片 3 次；

4--- 用 95%乙醇将盖玻片冲洗 3 次；

5--- 用苏丹红III染色液覆盖盖片样品，染色 10—30min；

6--- 用 95%乙醇漂洗盖片 3 次；

7--- 用甘油明胶封片后观察。

染色结果 含脂类的区域呈橘红色

注意事项：

1- 需自备甲醛钙固定液，将 10ml 甲醛和 1g 氯化钙混合加水至 100mL。

2- 第一次使用本试剂盒时建议先取 1~2 个样品做预实验

3- 为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

保存条件： 室温避光保存，一年内有效。