亚历山大染色液

Alexander Stain Solution

产品简介：

亚历山大染色液是一种植物花粉多色染色液，pH 呈酸性，是很好的植物花粉粒染色剂。染色后有育性的花粉胞体呈紫红色，发育不良的花粉胞体较小或颜色较浅，败育的花粉会着绿色。如需进行花粉活力染色建议进行 TTC 染色或萌发实验检测。

自备材料：

载玻片，盖玻片，光学显微镜。

操作步骤：（仅供参考）

1---取新鲜花朵，小心去除花瓣和雌蕊。

2---将花粉物质置于载玻片上，滴加 2-3 滴本品。

3---充分混合，立即盖上盖玻片染色 5-10min。

4---吸去多余的液体，显微镜下观察。

注意事项：

1---染完色后，应立即显微镜下观察。

2---为了您的安全和健康，请穿戴实验服，手套，口罩。

保存温度：RT 避光，效期一年。