Davidson 固定液

产品简介：

本品是一种快速固定剂，特别适用于制备肿瘤、骨髓标本、妇科材料、多脂肪的乳腺和组织活检。也可用于睾丸活检和含脂肪淋巴结的过夜固定。此外，本品是全眼固定的首选固定液，可提供最佳的组织保存条件，同时避免视网膜脱离。

本品不包含任何染料(如伊红)，也不含汞或其他金属。

操作步骤:(仅供参考)

1---用 100ml 左右的固定液固定较大的样本或者几个较小的样本。取材后立即将样本投入固定液。

2---较大样本在固定液中固定 1-2 天。小样本的固定不应超过 24h。

3---固定结束后，可将样本放入福尔马林或者 70%乙醇中保存。

注意事项:

1---固定时应将组织完全浸没，防止固定不均匀。

2---组织取材的厚度不同，固定时间也不同。

3---长期(间隔 1 个月以上)不用建议放置阴凉避光处保存。

4---如果标本特别坚硬(如眼)，固定后可在 70%乙醇中保存 1 天，再转移到 90%乙醇中保存 1 天，最后在无水乙醇中保存 1 天，以使标本更容易切割。

5---为了您的安全和健康，固定应在通风橱进行，穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：RT,效期一年。