Millonig 缓冲福尔马林固定液(10%)

产品介绍:

本品主要由福尔马林、磷酸盐混合而成，调至 pH7.2-7.4，该固定液更适合保护超微结构。

操作步骤:(仅供参考)

1、一般标本固定时间控制在 1-4h/mm，大标本应适当延长固定时间。

2、 固定好的组织，可在 Millonig 缓冲福尔马林(10%)或 70%乙醇中长期保存。

注意事项:

1----本品有一定刺激性和腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。

2---长期(间隔 1 个月以上)不用建议放置阴凉避光处保存。

3---温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。

4---取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

5、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：RT,效期 1 年。