PLPD 固定液

产品组成:

10677-1	A--氧化剂储备液	100ML
	B--稀释缓冲液	400ML
临用前按照 A:B=1:4 的比例混匀即可，现配现用。		

产品介绍:

本品是赖氨酸缓冲的氧化性固定液，主要由赖氨酸缓冲液和氧化固定成分等组成，多用于含糖类组织的固定，尤其适用于免疫电镜中保护抗原性和超微结构。

操作步骤:(仅供参考)

1、按实验具体要求操作

2、一般需 2-8℃ 固定 6-18h。

3、如果组织块大，可适当延长固定时间，但不宜超过 24h。

注意事项:

1---本品对人体有一定的损害，请在通风好的环境下小心操作，避免吸入。

2---氧化剂储备液不稳定，如配制的固定液浑浊或变绿不建议使用。

3.长期(间隔 1 个月以上)不用建议放置阴凉避光处保存。

4---组织取材的厚度不同，固定时间也不同，对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。

5---固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1。

6---温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。

保存温度：2-8℃避光，效期 6 个月。