睾丸组织固定液（FSA）

FSA Fixative

产品介绍:

睾丸组织固定液，又名 FSA 固定液，是由蔗糖、醋酸和福尔马林(甲醛的水溶液)按一定比例混合而成的固定液。福尔马林作为醛类固定液的代表，具有极强的渗透力和良好的固定效果;蔗糖和醋酸则有助于调节渗透压，从而优化固定效果。

FSA 固定液为睾丸专用固定液，固定效果优于常规 10%中性福尔马林固定液。

操作步骤:(仅供参考)

1---取材:

尽快将切除的睾丸组织取材，切成适当大小的组织块，一般厚度不超过 3-5 毫米，以利于固定液充分渗透。

2---固定:

将组织块立即放入适量的睾丸组织固定液中，组织与固定液的体积比一般为 1:10 至 1:20，确保组织完全浸没在固定液中。一般固定时间为 6-24 小时。对于较大的组织块，可能需要适当延长固定时间，但不宜过长，以免影响组织的抗原性等。

3.后续处理:

固定完成后，可根据实验需求进行水洗、脱水、透明、浸蜡、包埋等后续处理步骤。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：RT,效期 1 年。