SAF 固定液

SAF Fixative

产品介绍:

SAF 固定液是由醋酸钠、醋酸和福尔马林(甲醛的水溶液)按一定比例混合而成的固定液。福尔马林作为醛类固定液的代表，具有极强的渗透力和良好的固定效果;醋酸钠和醋酸则有助于调节溶液的 pH 值，从而优化固定效果。

SAF 固定液主要用于固定肠道寄生虫感染病原体，如线虫、吸虫、绦虫及原虫等。此外，它还可用于消化道蠕虫感染、原虫感染以及血吸虫病、华支睾吸虫病及肺型肺吸虫病的病原检查。在实验室中，SAF 固定液常用于保存粪便标本中的寄生虫虫卵和原虫包囊，以便后续的检测和分析。

操作步骤:(仅供参考)

1---取新鲜粪便样本，置于 10-20 倍体积的 SAF 固定液中至少固定 30mim。

2---进行后续样本处理操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：RT,效期 1 年。