

重组蛋白 A

产品名称	重组蛋白 A	产品性状	干粉
英文名称	Recombinant Protein A	产品活性	
融合标签	His tag N-Terminus	产品浓度	
表达宿主	E coli.大肠杆菌	产品纯度	> 95% by SDS-PAGE
产品来源	大肠杆菌	分子量	34KD
储存液		纯化方法	
储存温度	-20° C	欧联蛋白	

应用：蛋白质 A 的特性使其可以作为强大的亲和配体用于多种免疫学和纯化应用。高选择性和良好的理化稳定性使蛋白 A 成为亲和纯化抗体和带有抗体 Fc 区的分子的优选通用配体。通过与不同的报告分子（例如荧光染料（FITC），酶标记（过氧化物酶，β-半乳糖苷酶，碱性磷酸酶））结合，蛋白 A 还可以用于各种免疫化学测定中，包括蛋白质印迹，免疫组织化学和 ELISA 应用。胶体金。用缀合至微珠的蛋白 A 进行的免疫沉淀研究也通常用于通过针对目标蛋白或蛋白复合物的抗体间接纯化蛋白或蛋白复合物。

建议：建议尽快使用这种蛋白质。避免重复冻融循环。

