

α (TNF- α) TNF Alpha Antibody

Catalog number: 10101

名称: 小鼠抗人肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体/TNF Alpha Antibody

Anti Name: TNF Alpha Antibody

Source: Mouse (小鼠)

Tag:

Trait:

Concentration: 1.0mg/ml

ELISA: 1:1,000-1:50,000 (ABTS底物)
1:5,000-1:100,000 (TMB或OPD底物)
IHC: 1:500-1:2000

Immunization: 人肿瘤坏死因子 α 重组蛋白

Research areas:

Clone type: monoclonal (单克隆)

Kron: MA8022

Cell:

Subtype: IgG1(κ)

Weight:

Purification:

Storage fluid: 0.15M PBS

Storage: -20°C