

## LUZP4 Leucine zipper protein 4/MA8201

**Catalog number:** 10109

**名称:** 小鼠抗人亮氨酸拉链蛋白4单克隆抗体/MA8201

**Anti Name:** Leucine zipper protein 4/MA8201

**Source:** Mouse(小鼠)

**Tag:**

**Trait:**

**Concentration:** 1.0mg/ml

ELISA: 1:1,000-1:50,000 (ABTS底物)  
1:5,000-1:100,000 (TMB或OPD底物)  
WB: 1:5000-1:20000

**Immunization:** 人亮氨酸拉链蛋白4重组蛋白

**Research areas:**

**Clone type:** monoclonal(单克隆)

**Kron:** MA8201

**Cell:**

**Subtype:** IgG2b( $\kappa$ )

**Weight:**

**Purification:**

**Storage fluid:** 0.15M PBS

**Storage:** -20°C