

CA12 anti-carbonic anhydrase 12

Catalog number: 10116

名称: 小鼠抗人碳酸酐酶12 (CA12) 单克隆抗体

Anti Name: anti-carbonic anhydrase 12

Source: Mouse(小鼠)

Tag:

Trait:

Concentration: 1.0mg/ml

ELISA: 1:1,000-1:50,000 (ABTS底物)
1:5,000-1:100,000 (TMB或OPD底物)
WB: 1:5000-1:20000

Immunization: 人碳酸酐酶12 (CA12) 重组蛋白

Research areas:

Clone type: monoclonal(单克隆)

Kron: MA825

Cell:

Subtype: IgG1(κ)

Weight:

Purification:

Storage fluid: 0.15M PBS

Storage: -20°C