

HRP 标记羊抗小鼠二抗说明书

英文名称	Goat Anti-Mouse IgG (H+L)-HRP
中文名称	HRP 标记羊抗小鼠 IgG
供 应 商	陕西普罗安蒂生物科技发展有限公司
产品货号	10160
抗体浓度	0.8mg/ml
溶液成分	0.15M PBS, 含 10mg/ml BSA
应用类型	ELISA: 1:1000-1:3000 (ABTS 底物) 1:3000-1:10000 (TMB 或 OPD 底物) WB: 1:5000-1:20000 IHC: 1:500-1:2000
免 疫 原	小鼠 IgG
来源宿主	山羊
反 应 性	该二抗与小鼠 IgG 重链和轻链均有特异性反应, 与人免疫球蛋白无交叉反应
保 存	-20℃

