

## 10 × TBS 缓冲液

### 产品简介:

10×TBS 主要由 Tris-HCL、氯化钠等组成，是生物学中常规等渗缓冲盐溶液，用于清洗 western blot 中的蛋白印迹膜或配置封闭液。

### 操作流程:

一般稀释至 1×，可加入 0.05—0.1% Tween 20，即可获得 1×TBST 进行下游实验，用于免疫印迹膜清洗。

### 注意事项:

为了您的自身安全，使用试剂前请做好防护，如穿实验服带手等。

**保存温度:** 室温保存。

**包装规格:** 500ml

