

伊红染色液

伊红(Eosin)又称曙红，是一种酸性生物染料，主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。为 1%的水溶液。

伊红染色液操作简单，不使用汞、甲醇等有毒试剂，可以用于组织切片或培养细胞的染色，染色后细胞浆呈粉红色或红色。本染色液可以和免疫荧光染色或免疫组化染色配合使用。染色过程需要优化，着色情况与组织或细胞的种类有关，也随其生活周期及病理变化而改变。本产品为工作液，可直接使用。

若染色效果不佳，可加入 0.2%冰醋酸。

储存：RT，避光

注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

包装：100ml

