

10×SDS-PAGE 电泳缓冲液

产品简介：

10×SDS-PAGE 电泳缓冲液是常用的蛋白电泳缓冲液。

使用说明

取 1/10 体积 10×电泳缓冲液倒入干净的烧杯，加入蒸馏水定容到 1×。混合均匀即可使用。室温保存即可。一周内使用。

保存条件：

室温保存

注意事项

电泳缓冲液回收后也可以使用，为了最佳的实验效果，推荐使用未使用过的电泳缓冲液

温馨提示：

为了您的自身安全，使用前，请做好防护。

包装：500ml

