

## 硝酸纤维膜 NC 膜

普罗安蒂提供的硝酸纤维膜 NC 膜能产生极好的结果，处理和保存更为简单。它不含纤维和树脂载体，是纯净的致密硝酸纤维，是一种已经验证的可应用于 Western、Northern 和 Southern 印迹杂交的介质。孔径为 0.45um 的硝酸纤维膜推荐用于大多数分析型转印，孔径为 0.22um 的硝酸纤维膜可用于转移小分子量蛋白(<20 kD) 或核酸，能避免由于膜转移而导致的样品损失。

规格：孔径 0.22um (10cm×18cm)

储存：室温 长期

