

## RNase Cleaner 表面清除剂 I

### 产品简介:

去除实验室工作表面的 RNase 和 DNA。RNase Cleaner 表面清除剂 I ---特别适用于仪器、工作台、玻璃器皿以及塑料器皿的去污。它可减少对有致癌作用的 DEPC 处理的依赖，并节省用于焙烤玻璃器皿的时间。

### 产品特点:

- 可用在移液器、凝胶盒或 RNA 或 DNA 的制备区
- 去除残留物，防止其干扰凝胶体聚合或染色
- 化学性质稳定且没有腐蚀性
- 不含强酸

保存温度: RT

温馨提示: 操作前, 请穿戴防护服和手套。

