

RNase & DNase and RNA Cleaner 清除剂 II

产品简介:

RNase & DNase and RNA Cleaner 清除剂 II ----是一种经接触破坏 RNase 的表面去污溶液。您只需将该溶液喷洒在要去除污染的表面上，然后用无 RNase 水将其冲洗掉。

RNase & DNase and RNA Cleaner 清除剂 II 的特点:

- 完全去除了玻璃和塑料表面的 RNase 污染
- 在去除类似产品无法应对的高水平 RNase 污染方面表现优异
- 经证实能有效去除高浓度的干燥 RNase A
- 是清洁必须无 RNase 污染的实验台面、移液器和设备的理想选择

使用 RNase & DNase and RNA Cleaner 清除剂 II:

处理 RNA 时需要采取特殊措施以确保无 RNase 污染的环境。即使微量的 RNase 都可导致体外转录反应引起的产量降低，在 RNA 纯化方案过程中出现降解以及 RPA 和 Northern 的结果变异。RNase & DNase and RNA Cleaner 清除剂 II 包含三种抗 RNA 酶的活性成分，已证实能非常有效地去除玻璃器皿、塑料表面、台面和移液器的 RNA 酶污染。还有证据表明其能有效去除微量离心管的 RNA 酶污染，而并不抑制后续酶促反应。

保存温度: RT

温馨提示: 操作前, 请穿戴好自身防护。

