

DNase/RNase-Free 去离子水

产品简介:

本品为超纯的去离子水通过中空纤维超滤柱达到降低热源，内毒素和核酸酶的水平，可以代替 DEPC 处理过的水使用。经检测无核酸酶和蛋白酶活性，可用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学实验。

保存温度: RT

温馨提示:

- 1--如果每次使用量很小，可以适当的分装后再使用。
- 2--手上通常有 RNase，必须戴上一次性手套，以防 RNase 污染。

