

大肠杆菌发酵车间消毒剂

产品组成:

50×噬菌体清除剂 I	500ML	1 瓶
30×噬菌体清除剂 II	500ML	1 瓶

产品简介: 安全高效杀灭霉菌孢子及细菌芽孢

产品优势:

- 1, 本品高效快速杀灭芽孢, 霉菌孢子等高抗性微生物, 能够全面杀灭细菌, 真菌, 所有类型微生物。
- 2, 适用范围广, 可用于墙壁, 地板, 空气, 设备表面, 器皿, 实验用水等各个环节的消毒灭菌工作, 可通过喷雾, 涂抹, 擦拭, 浸泡等各种方式工作。
- 3, 稳定性强, 产品作用时不受温度, PH, 光感等影响消毒效果。
- 4, 杀菌对数值>5, 复合型成分, 协同作用, 杀菌效力远超普通产品。

保存温度: RT

温馨提示:

操作前, 做好自身的防护, 穿戴手套, 实验服。口罩, 护目镜等。

一天喷 2 次, 早晚各一次, 连续 7 天(视情况而定), 即可抑制噬菌体污染等。

