

20xSSC 缓冲液 (PH7.0)

产品简介:

SSC 缓冲液主要由氯化钠, 柠檬酸钠等组成, 主要用于 RNA 杂交 (如 Northern 印迹), DNA 杂交 (如 Southern 印迹) 等核酸杂交。本品经过滤高压除菌处理, 可根据实验要求使用去离子水直接稀释使用。。

注意事项:

- 1---如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2---使用过程中要注意避免溶液被微生物污染
- 3---为了您的安全和健康, 请穿戴实验服, 手套, 口罩操作。

保存温度: RT

效期: 一年

