

# 人工唾液

## (Artificial saliva)

### 产品简介:

人工唾液也被称为：人类合成唾液（SS），主要被诊断公司用于测试生物传感器设备，生物医学，牙科和制药行业，以及实验室作为质量控制制剂的基质。

本司生产的该品适用于玩具，口腔科，牙科，母婴用品，皮革，纺织等行业的色牢度和耐腐蚀性的模拟实验，用于检测人体接触物的使用寿命。

人工唾液与人体分泌的真实唾液相似度大于 99%，PH=7.4，也可以根据客户需求定制 PH。

**保存温度:** 2-8℃，保质期一年。

