

## ELISA 包被液 (10×)

### 产品简介:

本品为 pH9.6 的浓缩型产品, 使用前需要用去离子水稀释至 1×, 然后使用。用于 ELISA (酶联免疫吸附实验) 中酶标板的抗原或抗体的包被。使用时取适量包被缓冲液将抗原或抗体溶液 稀释至相应包被的浓度, 在 ELISA 酶标板每个反应孔中加入 100 μL, 4℃包被过夜。

**保存温度:** RT, 有效期 1 年。

**注意事项:** 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

