

SNET 裂解液 (PH=8.0, 无菌)

产品简介:

SNET 裂解液 (PH=8.0, 无菌) 主要由 TRIS, EDTA, NaCl 和 SDS 组成, 用于动物 DNA 组织提取裂解液。

使用方法 (仅供参考):

每 1ML SNET 裂解液 (PH=8.0, 无菌) 可裂解 30-70mg 动物组织。

保存温度: 2-8°C

注意事项:

- 1-本品仅供科研使用。
- 2-为了您的健康和安​​全, 操作前请做好自身的防护!

