

CHAPS 裂解液

产品简介:

CHAPS 裂解缓冲液中的 CHAPS 是一种两性离子洗涤剂。缓冲液具有很强的膜溶解能力，具有强大的细胞裂解和蛋白质提取能力，同时保留蛋白质构象和蛋白质-蛋白质相互作用，用于免疫共沉淀 (Co-IP) 分析。也可作为细胞裂解和蛋白质提取的独立试剂。

保存温度: 2-8°C

注意事项:

- 1-本品仅供科研使用。
- 2-为了您的健康和安​​全，操作前做好自身的防护！

