

1M MES pH6.5 (无菌)

产品简介:

MES 即 2-吗啉乙磺酸, 分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$, 分子量为 195.24, CAS Number 4432-31-9。

1M MES pH6.5 溶液, 经过过滤除菌, 可以直接用于无菌操作, 是常用的缓冲溶液储备液, 适合用于各种生化、分子生物学实验。

保存条件: RT, 一年有效, 如长期不使用建议 4°C 保存。

注意事项:

1-本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

2-为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

