

## 0.5M EDTA, pH8.0 (无菌, 无酶)

### 产品描述:

本产品 0.5M EDTA, pH8.0 (无菌, 无酶), 配制于超纯水中, 经氢氧化钠调 PH 至 8.0, 经过滤除菌处理。本产品为细胞培养级, 可以直接用于细胞培养相关用途, 也可以用于各种常规实验用途。本产品常用于整合 镁离子、钙离子等金属离子, 常用于细胞培养时贴壁细胞的消化等用途。

**保存温度:** 室温运输; RT 或 2-8℃ 保存, 12 个月有效, 2-8℃ 保存更佳。

### 注意事项:

1. 本产品为无菌产品, 并经支原体、内毒素等检测合格, 使用过程中请注意无菌操作。
2. 为了您的健康和安全, 操作时请穿好实验服、戴好手套。
3. 本产品仅供科研用途, 不用于临床诊断

