

30X 消毒剂

(制药实验室专用)

产品简介:

本品主要成分: 过氧化氢+银离子。

适用对象: GMP 洁净室, 实验室, 生物工程, 精密电子, 医疗场所.

消毒原理: 在银离子作用下, 过氧化氢产生氢氧活性自由基, 攻击细胞壁, 破坏细胞结构和功能。银离子与细胞酶结合使细胞失去活性。银离子与细菌蛋白结合使病原体停止复制和代谢。

可清除实验室----白色念球菌, 芽孢杆菌, 金黄色葡萄球菌, 黑曲霉菌, 大肠杆菌, 病毒, 噬菌体等。强大的杀菌因子, 高效洁净无残留, 快速杀灭霉菌孢子, 细菌芽孢等高抗性微生物。

保存温度: RT

温馨提示:

操作前把本品用纯水稀释成 1x, 再喷雾。戴好口罩, 手套, 早晚各一次, 喷雾后最少 30min 后, 时间隔夜最好, 再继续工作!

