

10×PBST

产品简介:

PBST (phosphate buffered solution) 即含吐温-20 的磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体, pH 为 7.2-7.4,

主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及吐温-20。本产品为 10×原液, 不可直接使用, 需要稀释到 1×工作液使用。

保存条件: 室温保存, 一年有效。(4℃保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。)

注意事项:

1---低温储存较易产生沉淀。

2---如果发现有沉淀产生, 请摇晃或置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。

