GTE 缓冲液(pH8.0, 无菌)

产品简介:

GTE 缓冲液(pH8.0, 无菌)即 Glucose-Tris-EDTA buffer。主要由 50mM 葡萄糖、25mM Tris 以及 10mM EDTA 组成。

GTE 缓冲液(pH8.0, 无菌)为常用的裂解法抽提质粒 DNA 时使用的溶液，用来悬浮收集到的菌体。

本产品用 NaOH 调节 pH 至 8.0 后，经过高压湿热灭菌处理，可以直接用于无菌操作。

保存条件: 4℃保存，一年有效。

注意事项:

1---本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

2--- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作