快速苏木素染液（水溶性）

产品简介：

本品不含乙醇或其他脂溶剂，针对脂肪染色而优化设计。以最大限度地保护脂滴的完整性。

用于免疫组化和免疫荧光的细胞核染色，只需不到 2min 即可完成染色过程，染色后细胞核呈蓝色。

使用方法：

处理后的切片或细胞爬片，滴加该染液染色 40s 后，用自来水和蒸馏水洗净残余染液即可。

温度保存：

室温避光贮存，有效期一年。