人工结肠液

产品简介：

人工结肠液（Artificial colonic fluid），是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液，人工结肠液(无菌)主要由磷酸盐组成，经无菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途

操作步骤：根据自己实验要求操作。

注意事项：

1---本品为无菌溶液，如有无菌要求，注意无菌操作。

2---本品需密闭保存，一旦开封应立即使用，否则效率下降。

3---为了您的安全和健康，请穿戴实验服和口罩，一次性手套。

保存温度:4℃，效期一年。