羧甲基纤维素溶液（0.5%）

产品简介：

羧甲基纤维素(Carboxylmethyl Cellulose,CMC)属阴离子型纤维素醚类物质，是一种粘稠剂，被称为工业味精，其粘性会因为温度的变化而变化，CAS 号为 9000-11-7，分子量为 240.21，CMC 易溶于水形成具有一定粘度的透明溶液，具有增稠性、悬浮性、乳化性、稳定性等特点。

本品经高压灭菌处理，可加入少量于悬浮培养基中或按具体实验要求，增加培养基粘稠度。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

操作步骤：

根据实验具体要求操作，应稀释至恰当的浓度使用。

注意事项：

1---本品无菌溶液,请注意无菌操作。

2---为了您的健康和安全，请穿戴实验服，一次性手套口罩等。

保存温度：

4℃，效期一年。