# TCA(5%)

## 产品简介：

三氯乙酸(Trichloroacetic acid,TCA)又称为三氯醋酸，分子量为 163.4，CAS 号为 200-927-2，用于有机合成、医药、杀虫剂等。

TCA(5%w/v)由 5%的 TCA、去离子水组成，具有刺激性气味和腐蚀性，注意密闭保存。该试剂仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。

## 注意事项：

1---注意密闭保存，避免挥发和腐蚀物品。

2---操作时，做好自身的防护。

## 温度保存：RT,效期一年。