溴甲酚绿-甲基红指示剂

Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Solution

产品介绍:

溴甲酚绿-甲基红指示剂是溴甲酚绿和甲基红混合而成的一种变色范围更窄的指示剂，常用于盐酸标准溶液的标定。

变色范围:pH5.0-5.2

pH5.0 以下为橙红色，pH5.1 为灰绿色到灰红色，pH5.2 以上为蓝绿色。

用途:

用作 HC1 标准溶液标定的指示剂，变色域很窄，是工业碳酸钠现行国家标准中指定的指示剂。

保存温度：RT 避光，效期一年。