中性红指示剂(6.8-8.0)

Neutral Red Indicator Solution，pH 6.8-8.0

产品介绍:

中性红(Neutral red)，又称二甲基二氨基吩嗪氯化物、甲苯红。其水溶液是一种弱碱性指示剂，分子式为 CiHi-CIN4,CAS 号为 553-24-2。水溶中性红的变色范围在 pH6.8-pH8.0， pH6.8 红色,pH8.0 黄色。中性红指示剂(6.8-8.0)主要由中性红和蒸馏水组成。

操作步骤:(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

2、通常按照 1:1000 的比例加入待测样品中，即每 50ml 待测样品加入 50ul(约 2-3 滴)指示剂即可。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：2-8℃避光，效期一年。