亮绿指示剂(0.0-2.6)

Light Green SF Indicator Solution，pH 0.0-2.6

产品简介：

亮绿 SF(Light Green SF Yellowish)，别称是酸性绿 5，分子量为 792.86，分子式为 C37H34N2Na2O9S3，CAS 号为 5141-20-8，是一种强酸性指示剂。亮绿指示剂的变色范围在 pH1.0-pH2.0。

操作步骤:(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

2、通常按照 1:1000 的比例加入待测样品中，即每 50ml 待测样品加入 50ul(约 2-3 滴)指示剂即可。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：2-8℃避光，效期一年。