百里酚酞指示剂(9.4-10.6)

Thymol Phthalein Indicator Solution，pH 9.4-10.6

产品介绍:

百里酚酞(ThyMolphthalein)，分子量为 430.54,分子式为 C2sHs0O4,CAS 号为 125-20-2,易溶于乙醚、丙酮、硫酸和碱溶液，不溶于水。常用作酸碱指示剂。百里酚酞指示剂的变色范围在 pH9.4-pH10.6，pH9.4 无色，pH10.6 蓝色。

百里酚酞指示剂(9.4-10.6)主要由百里酚酞、乙醇和蒸馏水组成。

操作步骤:(仅供参考)

1、 按照实验具体要求操作。

2、通常按照 1:1000 的比例加入待测样品中，即每 50ml 待测样品加入 50ul(约 2-3 滴)指示剂即可。

注意事项:

1.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存温度：2-8℃避光，效期一年。