酚酞指示剂(8.2-10.0)

Phenolphthalein Indicator Solution，8.2-10.0

产品介绍:

酚酞(Phenolphthalein)分子量为 318.32,分子式为 C2aH14O4，CAS 号为 77-09-8，酚酞几乎不溶于水,酚酞的变色范围是 8.2~10.0，所以酚酞只能检验碱而不能检验酸。

酚酞指示剂由酚酞、乙醇、去离子水等组成，在酸性和中性溶液中呈无色，在碱性溶液中呈紫红色。

操作步骤:(仅供参考)

1---按实验具体要求操作。

2---酚酞变色范围:pH8.2-10.0，颜色由无色变红色。

保存温度：2-8℃避光，效期 6 个月。