糊精水溶液(1%)

Dextrin Aqueous Solution，1%

产品介绍:

淀粉在受到加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时，将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质即糊精。糊精的主要用途是作为胶粘剂，目的是降低淀粉的黏度，提高浆液的浸透性。

糊精水溶液(1%)主要由糊精、去离子水组成，可用于油红染色液中，防止色素沉淀。

操作步骤:(仅供参考)根据实验具体要求操作。

注意事项:

1---为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

2---4°C 长期保存溶液会变白(无浑浊或少量浑浊)，属正常现象，沸水浴 30s 至几分钟后即可恢复无色透明溶液，冷却至室温后使用。期间实验人员注意做好防护，避免爆管引起液体飞溅烫伤身体部位。

保存温度:2-8℃,效期一年.